



LIFEVAC®

Emergencia en Atragantamiento



Dispositivo de
emergencia en Asfixia
por Atragantamiento

IES MEDICAL
Innovación en el Cuidado

www.rescoldo.es

 629429489

 contacto@rescoldo.es



LIFEVAC®
Emergencia en Atragantamiento

LifeVac® es un revolucionario equipo de primeros auxilios.

LifeVac es un dispositivo de succión desarrollado para liberar una obstrucción en la vía aérea de la víctima cuando se ha seguido sin éxito el protocolo estándar en caso de atragantamiento. La duración de la succión es mínima, actuando en segundos, lo que hace a LifeVac seguro y efectivo.

LifeVac ha demostrado su eficacia salvando numerosas vidas y ofreciendo una opción adicional cuando el protocolo estándar no consigue liberar la obstrucción

El dispositivo LifeVac es ligero, ocupa muy poco espacio y no necesita ninguna fuente de alimentación. Esto lo convierte en un equipo ideal para guardarlo en un botiquín, armario o llevarlo encima y tenerlo siempre cerca para poder utilizarlo de manera inmediata.


Incluye 3 mascarillas intercambiables:



IES MEDICAL
Innovations for better care
DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ESPAÑA
Vendedor autorizado Rescoldo live

2.300 personas mueren al año en España por atragantamiento


- ▶ Primera causa de muerte accidental, por delante de los accidentes de tráfico
- ▶ 12 veces más fallecidos que los causados por incendios
- ▶ 5 veces más fallecidos que en ahogamientos por inmersión



Fuente: INE-Instituto Nacional de Estadística

El tiempo es vital, hay que actuar rápidamente

Daño cerebral improbable	0 - 4 min.
Daño cerebral posible	4 - 6 min.
Daño cerebral probable	6 - 10 min.
Muerte cerebral probable	Más de 10



Características



Válido para niños y adultos:

Un único dispositivo desde bebés de 10 Kg. (12 meses) hasta adulto.



Probado con éxito:

Ha salvado numerosas vidas en España y en otros países.



Sin riesgos:

No se introduce en el cuerpo por lo que no daña a la víctima.



Avalado por estudios clínicos:

Publicaciones médicas en prestigiosas revistas internacionales respaldan el dispositivo LifeVac.



Manejo sencillo:

No hace falta ninguna habilidad o formación específica, pudiéndose usar por un niño o en uno mismo.



Uso generalizado:

Puede usarse con embarazadas, obesos, ancianos y personas en sillas de ruedas en los cuales la Maniobra de Heimlich puede estar contraindicada o resultar ineficaz.



Actúa en segundos:

Es rápido y fácil de utilizar liberando la obstrucción de manera inmediata.



Mínimo mantenimiento:

El dispositivo no caduca. Sólo requiere cambiar las mascarillas cada 2 años (mascarillas universales).



Nuestro objetivo en **LifeVac** es ofrecer tranquilidad y seguridad para salvar vidas y crear espacios más seguros

LifeVac[®] en los espacios públicos

Es posible transformar un espacio público en un lugar más seguro.

- Restaurantes, bares y cafeterías
- Comedores escolares
- Hoteles
- Geriátricos
- Lugares públicos
- Equipos de emergencia
- Hospitales
- Hogares

Lifevac cuenta con numerosos estudios clínicos publicados en revistas médicas independientes. Consúltelos en: www.lifevac.es



DEMOSTRACIÓN

<https://youtu.be/H-TyNVoyjXc>



<https://www.lifevac.es/formando-respiramos/>

INSTRUCCIONES EN CASO DE ASFIXIA POR ATRAGANTAMIENTO

Si alguna persona es víctima de asfixia por atragantamiento...

1 Anime a la víctima a toser



2 Si la tos no es efectiva, 5 palmadas en la espalda



3 Si la obstrucción sigue, 5 compresiones abdominales



4 Si la obstrucción sigue, utilice LIFEVAC.
Elija y encaje la mascarilla:




○ Pediátrica pequeña de 1 a 4 años

● Pediátrica grande a partir de 4 años

● Adulto



COLOCAR sobre la nariz y la boca



EMPUJAR el mango/fuelle



TIRAR del mango

Recuerde mantener la mascarilla sujeta contra la cara con una mano durante los 3 pasos

REPETIR HASTA RETIRAR LA OBSTRUCCIÓN O 5 VECES.

Nuestro objetivo en **LifeVac** es ofrecer tranquilidad y seguridad para salvar vidas y crear espacios más seguros

RescoldoLive

LIFEVAC[®]
Emergencia en atragantamiento

VENDEDOR AUTORIZADO

Información y venta : www.rescoldo.es / contacto@rescoldo.es

Tfo. 629 429 489

31014 Pamplona